



# iScan **mini**

Expect more. Use mini



# Ecógrafo **iScan mini**

**iScan mini** es la respuesta al llamado de los veterinarios de campo. Fácil de usar, con una imagen brillante y no mucho más grande que un teléfono móvil!

Es una herramienta indispensable en el trabajo de todo veterinario que se ocupa de la reproducción de animales de granja. Ligero y manejable, fué creado para facilitar el trabajo.

## LIGERO

El **iScan mini** listo para usar pesa solo 1,35 kg. Incluso largas horas de trabajo no serán un inconveniente.

## DURADERO

**iScan mini**, apenas más grande que la palma de una mano, es extremadamente duradero debido a su carcasa de aluminio.

## CONECTIVIDAD WI-FI

La antena WiFi integrada y la aplicación gratuita le permiten compartir imágenes y bucles de cine rápidamente.

## MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE FOLÍCULOS

Ya no tiene que preguntarse dónde es mejor hacer la medición el tamaño del folículo. **iScan mini** lo mide por usted.

## FLUJO DE TRABAJO OPTIMIZADO

Teclas fáciles de programar que se pueden adaptar a sus necesidades.

## IMAGEN NÍTIDA

Reduzca el ruido y mejore la claridad de la imagen con la función **LuciD®**.

## SELECCIÓN DE VELOCIDAD Y PRIORIDAD

Elija entre una imagen compuesta de 128 y 256 líneas, ajuste la frecuencia de actualización y la resolución adecuadas.

## PANTALLA Y GAFAS

Utilice la pantalla integrada o las gafas OLED. La imagen siempre será clara y contrastada.




## EL SET CONTIENE

- Ecógrafo con sonda lineal rectal
- 2 Baterías externas
- Cargador de Batería
- Correas de transporte
- Manual de usuario en una unidad USB

## APLICACIONES DE USO:

- Diagnóstico del sistema reproductivo,
- Confirmación y seguimiento de preñez
- Sexaje fetal
- Determinación de la edad del feto
- Medición del grosor del tejido graso
- Ecografía de pulmones
- Entre otros



## ACCESORIOS



gafas OLED



**DRAMIŃSKI**  
CARE AND SHARE **app**

Aplicación de Android




Extensión para sonda rectal lineal  
para bovinos




Extensión para sonda rectal lineal  
para ovinos

## IMÁGENES ECOGRÁFICAS




Preñez



Cuerpo lúteo



Ovario – Medición folicular



Cuernos uterinos



VER MÁS

## **DRAMIŃSKI S.A.**

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

 +48 89 675 26 11     [ultrasound@draminski.com](mailto:ultrasound@draminski.com)

[www.draminski.es](http://www.draminski.es)